



Víceúčelový lék X Rychlý test na drogy klíčový pohár s/bez příměsí (moč)

čestina



CITEST DIAGNOSTICS INC.
170-422 Richards Street
Vancouver BC, V6B 2Z4, Canada



EU REP
VidaQuick Biotech S.L.
No.132, Rosello Street, Barcelona,
Barcelona Province, 08036, Spain
E-mail: info@vidaquick.com

	PGB 50,000	TZD 200	UR- 14425	ZAL 100	MES 100	GAB 2,000	MOP/ OPI 200	ETG 300	α-PVP 500	TLD 50	QTP 1,000
Pozitivní dohoda	90.9%	92.9%	97.1%	95.2%	95.8%	92.3%	95.0%	98.8%	91.9%	97.3%	97.1%
Negativní dohoda	97.3%	96.1%	98.4%	97.4%	97.6%	98.5%	96.0%	99.4%	95.2%	98.3%	98.3%
Čelkové výsledky	95.9%	95.2%	98.0%	96.7%	96.9%	96.7%	95.6%	99.2%	94.0%	97.9%	97.9%

	PAP 500	KRA 300	CAR 2,000	FLX 500	K2 25	CIT 500	FKET 1,000	RPD 150	FYL 100	FYL 200	CFYL 250
Pozitivní dohoda	96.9%	95.7%	95.0%	97.1%	97.6%	93.3%	96.7%	93.3%	98.8%	97.5%	94.7%
Negativní dohoda	98.0%	98.3%	94.2%	96.6%	98.2%	95.5%	97.0%	95.5%	99.4%	99.4%	98.6%
Čelkové výsledky	97.6%	97.6%	94.4%	96.8%	98.0%	94.8%	96.9%	94.8%	99.2%	98.8%	97.3%

	PGB 500	MES 300	OZP 1,000	MDPV 300	α-PVP 2,000	α-PVP 500	TAP 1,000	NND 1,000	SCOP 500	MTZ 500
Pozitivní dohoda	95.2%	95.8%	95.8%	93.8%	86.8%	92.1%	94.4%	96.7%	93.5%	93.3%
Negativní dohoda	96.3%	97.6%	97.6%	97.1%	96.8%	95.2%	98.2%	97.0%	98.6%	95.6%
Čelkové výsledky	96.0%	96.9%	96.9%	96.1%	93.0%	94.0%	96.7%	96.9%	97.0%	94.9%

	COT 300	THC 200	THC 30	MEP 500	MPD 150	OPI 1,000	PCP 50	TML 500	TCA 300	CAR 1,000	FYL 300
Pozitivní dohoda	97.7%	93.4%	97.9%	95.2%	91.9%	95.9%	92.3%	92.9%	94.9%	90.0%	97.0%
Negativní dohoda	97.5%	97.5%	98.1%	98.5%	98.4%	93.8%	96.9%	98.1%	92.1%	98.1%	98.9%
Čelkové výsledky	97.6%	96.0%	98.0%	97.7%	96.0%	94.8%	95.2%	96.9%	93.2%	95.8%	98.6%

	HMO 250	HMO 300	HMO 500	MET 200	CAR 500	COC 1,500	ETG 1,500	ZOP 300	ZOL 25	MTD 100
Pozitivní dohoda	93.8%	91.7%	91.7%	97.6%	90.0%	92.0%	97.7%	90.9%	90.9%	98.9%
Negativní dohoda	97.5%	98.7%	98.7%	97.0%	92.3%	98.3%	99.4%	97.2%	97.1%	98.7%
Čelkové výsledky	96.1%	96.1%	96.1%	97.2%	91.7%	95.2%	98.8%	95.7%	95.6%	98.8%

% shody s komerční sadou

	ACE 5,000	AMP 1,000/ 500/ 300	BAR 300/ 200	BZO 500/ 300/ 200/ 100	BUP 10/5	COC 300/ 100	COC 1,500/ 200/ 150	THC 150/50/2 5	THC 300/ 200/30/ 20	MPD 1,000/ 300/ 150
Pozitivní dohoda	*	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	*	>99,9 %	*	*
Negativní dohoda	*	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	*	>99,9 %	*	*
Čelkové výsledky	*	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	>99,9 %	*	>99,9 %	*	*

	7-ACL 300/ 200/ 100	MTD 300/ 200/100	MET 1,000/ 500/ 300	MET 200	MDMA 1,000/ 500	MDMA 300	MOP/ OPI 300/ 200/ 100	MQL 300	MEP 500/ 100	LSD 50/20/ 10
Pozitivní dohoda	*	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	>99.9%	>99.9%	*	*
Negativní dohoda	*	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	>99.9%	>99.9%	*	*
Čelkové výsledky	*	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	>99.9%	>99.9%	*	*

	PPX 300	TCA 1,000/ 500/ 300	TML 500/ 300/ 200/ 100	KET 1,000/ 300/ 300/ 100	COT 500/ 2,000/ 100/50/ 10	OPI 2,000/ 1,000	PCP 50	PCP 25	DIA 300/ 200	MDPV 1,000/ 500/ 300
Pozitivní dohoda	>99.9%	*	*	>99.9%	*	*	*	*	>99.9%	*
Negativní dohoda	>99.9%	*	*	>99.9%	*	*	*	*	>99.9%	*
Čelkové výsledky	>99.9%	*	*	>99.9%	*	*	*	*	>99.9%	*

	OXY 300/ 100	EDDP 300/ 100	FYL 300/ 200/ 100/20/ 10	K2-50/ 30/25	6-MAM 10	MDA 500	ETG 1,500/ 1,000/ 500/ 300	CLO 400/ 150	ZOL 50/25	ZOP 300/50	MCAT 500
Pozitivní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Negativní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Čelkové výsledky	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	CFYL 500/ 250	CAF 1,000	CAT 150	TRO 350	ALP 100	PGB 50,000/5 00	ABP 10	CNB 500	TZD 200	GAB 2,000			
Pozitivní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Negativní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Čelkové výsledky	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	CAR 2,000/ 1,000/ 500	MPRD 100	QTP 1,000	FLX 500	UR-144 25	KRA 300	TLD 50	α-PVP 2,000/ 1,000/ 500/ 300	MES 100/ 300	ZAL 100
Pozitivní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Negativní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Čelkové výsledky	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	CIT 500	FKET 1,000	RPD 150	TAP 1,000	NND 1,000	SCOP 500	MTZ 500	OZP 500	PAP 500	HMO 500/ 300/ 250
Pozitivní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Negativní dohoda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Čelkové výsledky	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Poznámka: Založeno na datech GC/MS místo komerční soupravy.

Přesnost

Ve třech nemocnicích byla provedena studie s použitím tří různých šarží produktu, která demonstrovala přesnost v rámci série, mezi sériemi a mezi jednotlivými operátory. V každém pracovišti byla označena, zasloupěna a testována identická karta kódovaných vzorků obsahujících léky v koncentracích s negativní, 50% a 25% mezní hladinou. Výsledky dosáhly přesnosti $\geq 75\%$ u vzorků s mezní hladinou $\pm 25\%$ a 100% přesnosti u negativních vzorků a vzorků s mezní hladinou $\pm 50\%$.

Analytická citlivost

Do vzorku moči bez léků byly přidány léky v uvedených koncentracích. Výsledky jsou shrnuty níže.

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	ACE 5,000	AMP 1,000	AMP 500	AMP 300	BAR 300	BAR 200	BZO 500	BZO 300
0% hraniční hodnota	-	+	-	+	-	+	-	+
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% limit	26	4	26	4	25	5	27	3
Mezní hodnota	14	16	15	15	15	15	15	15
+25% hraniční hodnota	3	27	3	27	3	27	4	26
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	BZO 200	BZO 100	BUP 10	BUP 5	COC 1,500	COC 300	COC 200	COC 150	COC 100
0% hraniční hodnota	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% limit	27	3	27	3	26	4	25	5	26
Mezní hodnota	16	14	14	16	14	16	14	16	14
+25% hraniční hodnota	3	27	3	27	3	27	3	27	4
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	THC 150	THC 50	THC 25	MTD 300	MTD 200	MTD 100	MET 1,000	MET 500	MET 300	MET 200
0% hraniční hodnota	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% limit	27	3	26	4	27	3	27	3	27	3
Mezní hodnota	15	15	14	16	15	15	13	17	15	15
+25% hraniční hodnota	4	26	3	27	4	26	4	26	3	27
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	MDMA 1,000	MDMA 500	MOP/ OPI 300	MOP/ OPI 100	OPI 2,000	PCP 50	PCP 25	PPX 300
0% hraniční hodnota	-	+	-	+	-	+	-	+
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% limit	26	4	27	3	27	3	25	5
Mezní hodnota	14	16	14	16	13	17	14	16
+25% hraniční hodnota	5	25	3	27	4	26	6	24
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30

-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% limit	26	4	25	5	26	4	26	4	27	3	26	4	25	5	26	4	26	4
Mezní hodnota	15	15	14	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	16	16	16
+25% hraniční hodnota	5	25	4	26	3	27	3	27	5	25	3	27	3	27	3	27	3	27
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	TML 100	TML 200	TML 300	TML 500	KET 1,000	KET 500	KET 300	KET 100	MQL 300
0% hraniční hodnota	-	+	-	+	-	+	-	+	-
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% limit	27	3	27	3	27	3	27	3	26
Mezní hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
+25% hraniční hodnota	4	26	4	26	4	26	4	26	3
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	OXY 100	OXY 300	COT 200	COT 100	EDDP 300	EDDP 100	FYL 20	FYL 10
0% hraniční hodnota	-	+	-	+	-	+	-	+
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% limit	27	3	27	3	27	3	26	4
Mezní hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15
+25% hraniční hodnota	4	26	4	26	4	26	4	26
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	K2 50	K2 30	6-MAM 500	MDA 300	ETG 300	ETG 500	ETG 1,000	CLO 400	CLO 150	LSD 20
0% hraniční hodnota	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% limit	26	4	27	3	27	3	26	4	26	4
Mezní hodnota	15	15	16	14	15	15	16	14	16	14
+25% hraniční hodnota	3	27	4	26	4	26	3	27	5	25
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Hraniční rozmezí koncentrace léčiva	LSD 50		ZOL 50		ZOL 25		MDMA 300		THC 200		MOP/ OPI 200		MEP 500		MEP 100		MDPV 1,000		ETG 1,500	
	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
0% hraniční hodnota	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% limit	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% limit	27	3	26	4	25	5	25	5	26	4	26	4	27	3	27	3	26	4	27	3
Mezní hodnota	14	16	14	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	17	13	14	16	15	15
+25% hraniční hodnota	3	27	5	25	4	26	3	27	4	26	4	26	4	26	5	25	3	27	3	27
+50% hraniční hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% mezní hodnota	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30



D,L-amfetamin sulfát	150	Fentermin	5 00
L-amfetamin	12 , 500	Maprotilin	25 000
(±) 3,4-methylendioxy amfetamin	25 0	Methoxyfenamin	3 000
		D-amfetamin	5 00
AMFETAMINY (AMP 300)			
D,L-amfetamin sulfát	75	Fentermin	30 0
L-amfetamin	10 , 0 00	Maprotilin	15 000
(±) 3,4-methylendioxy amfetamin	15 0	Methoxyfenamin	2 000
		D-amfetamin	300
BARBITURÁTY (BAR 300)			
Amobarbital	5 000	Alphenol	6 00
5,5-Difenylhydantoin	8 000	Aprobarbital	5 0 0
Alobarbital	6 0 0	Butabarbital	20 0
Barbital	8 000	Butalbital	8 000
Talbutal	200	Buthal	50 0
Cyklopentobarbital	30 000	Fenobarbital	300
Pentobarbital	8 000	Sekobarbital	300
BARBITURÁTY (BAR 200)			
Amobarbital	3 000	Alphenol	4 00
5,5-Difenylhydantoin	5 000	Aprobarbital	30 0
Alobarbital	40 0	Butabarbital	1 5 0
Barbital	5 000	Butalbital	5 000
Talbutal	150	Buthal	30 0
Cyklopentobarbital	20 000	Fenobarbital	200
Pentobarbital	5 000	Sekobarbital	200
BENZODIAZEPINY (BZO 500)			
Alprazolam	200	Bromazepam	1 , 500
a- hydroxyalprazolam	2 500	Chlordiazepoxid	1 , 500
Klobazam	300	Nitrazepam	300
Klonazepam	80 0	Norchlordiazepoxid	200
Chlorazepatiddidraselný	80 0	Nordiazepam	1 , 500
Delorazepam	1 , 500	Oxazepam	500
Desalkylflurazepam	300	Temazepam	300
Flunitrazepam	300	Diazepam	500
(±) Lorazepam	5 000	Estazolam	10 0 00
RS - Lorazepamglukuronid	3 000	Triazolam	5 000
Midazolam	10 0 00		
BENZODIAZEPINY (BZO 300)			
Alprazolam	100	Bromazepam	900
a- hydroxyalprazolam	1 500	Chlordiazepoxid	900
Klobazam	200	Nitrazepam	200
Klonazepam	500	Norchlordiazepoxid	100
Chlorazepatiddidraselný	500	Nordiazepam	900
Delorazepam	900	Oxazepam	300
Desalkylflurazepam	200	Temazepam	100
Flunitrazepam	200	Diazepam	300
(±) Lorazepam	3 000	Estazolam	6 000
RS - Lorazepamglukuronid	200	Triazolam	3 000
Midazolam	6 000		
BENZODIAZEPINY (BZO 200)			
Alprazolam	70	Bromazepam	600
a- hydroxyalprazolam	1 000	Chlordiazepoxid	600
Klobazam	120	Nitrazepam	120
Klonazepam	300	Norchlordiazepoxid	70
Chlorazepatiddidraselný	300	Nordiazepam	600
Delorazepam	600	Oxazepam	200
Desalkylflurazepam	120	Temazepam	70
Flunitrazepam	120	Diazepam	200
(±) Lorazepam	2 000	Estazolam	4 000
RS - Lorazepamglukuronid	120	Triazolam	2 000
Midazolam	4 000		
BENZODIAZEPINY (BZO 100)			
Alprazolam	40	Bromazepam	300
a- hydroxyalprazolam	500	Chlordiazepoxid	300
Klobazam	60	Nitrazepam	60
Klonazepam	150	Norchlordiazepoxid	40
Chlorazepatiddidraselný	150	Nordiazepam	300
Delorazepam	300	Oxazepam	100
Desalkylflurazepam	60	Temazepam	40
Flunitrazepam	60	Diazepam	100
(±) Lorazepam	1 000	Estazolam	2 000
RS - Lorazepamglukuronid	60	Triazolam	1 000
Midazolam	2 000		
BUPRENORFIN (BUP 10)			
Buprenorfin	10	Norbuprenorfin	50
Buprenorfin 3-D-glukuronid	50	Norbuprenorfin 3-D -glukuronid	100
BUPRENORFIN (BUP 5)			
Buprenorfin	5	Norbuprenorfin	25
Buprenorfin 3-D-glukuronid	25	Norbuprenorfin 3-D -glukuronid	50
KOKAIN (COC 1 , 500)			
Benzoylcegonin	1 500	Kokaethylen	100 000
Kokain HCl	1200	Ekgonin	150 000
KOKAIN (COC 300)			
Benzoylcegonin	300	Kokaethylen	20 , 0 00
Kokain HCl	200	Ekgonin	30 000
KOKAIN (COC 200)			
Benzoylcegonin	200	Kokaethylen	13 500
Kokain HCl	135	Ekgonin	20 000

KOKAIN (COC 150)			
Benzoylcegonin	150	Kokaethylen	10 000
Kokain HCl	120	Ekgonin	15 000
KOKAIN (COC 100)			
Benzoylcegonin	100	Kokaethylen	7,0 00
Kokain HCl	8 0	Ekgonin	10 000
MARIHUANA (THC 300)			
Kanabinol	20 0 000	Δ ⁹ - THC	100 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	200	Δ ⁹ - THC	100 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	300		
MARIHUANA (THC 200)			
Kanabinol	14 0 000	Δ ⁹ - THC	68 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	120	Δ ⁹ - THC	68 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	200		
MARIHUANA (THC) 150)			
Kanabinol	10 0 000	Δ ⁹ - THC	50 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	100	Δ ⁹ - THC	50 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	1 50		
MARIHUANA (THC) 50)			
Kanabinol	35 000	Δ ⁹ - THC	17 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	30	Δ ⁹ - THC	17 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	50		
MARIHUANA (THC 30)			
Kanabinol	20 000	Δ ⁹ - THC	10 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	20	Δ ⁹ - THC	10 000
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	30		
MARIHUANA (THC) 25)			
Kanabinol	17 , 500	Δ ⁹ - THC	8,5 00
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	15	Δ ⁹ - THC	8,5 00
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	25		
MARIHUANA (THC) 2 0)			
Kanabinol	14 0 00	Δ ⁹ - THC	6,8 00
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	12	Δ ⁹ - THC	6,8 00
11-nor- Δ ⁹ - THC-9 COOH	20		
METADON (MTD) 300)			
Metadon	300	Doxylamin	100 000
METADON (MTD) 200)			
Metadon	200	Doxylamin	65 000
METADON (MTD) 100)			
Metadon	100	Doxylamin	32 , 500
METAMFETAMIN (MET 1 000)			
p- Hydroxymethamfetamin	25 000	(±)-3,4-methylendioxy- metamfetamin	12 500
D-methamfetamin	1 000		
L-methamfetamin	20 000	Mefentermin	50 000
METAMFETAMIN (MET 500)			
p- Hydroxymethamfetamin	12 500	(±)-3,4-methylendioxy- metamfetamin	6 250
D-methamfetamin	500		
L-methamfetamin	10 000	Mefentermin	25 000
METAMFETAMIN (MET 300)			
p- Hydroxymethamfetamin	7 500	(±)-3,4-methylendioxy- metamfetamin	3 750
D-methamfetamin	300		
L-methamfetamin	6 000	Mefentermin	15 000
METAMFETAMIN (MET 2 00)			
p- Hydroxymethamfetamin	5 000	(±)-3,4-methylendioxy- metamfetamin	2 500
D-methamfetamin	200		
L-methamfetamin	4 000	Mefentermin	10 000
METHYLENDIOXYMETHAMFETAMIN (MDMA) 1 000) Extáze			
(±) 3,4- methylendioxy- metamfetamin HCl	1 000	3,4-methylendioxyethyl- amfetamin	600
(±) 3,4-methylendioxyamfetamin - důlní HCl	6 000		
METHYLENDIOXYMETHAMFETAMIN (MDMA) 500) Extáze			
(±) 3,4- methylendioxy- metamfetamin HCl	500	3,4-methylendioxyethyl- amfetamin	300
(±) 3,4-methylendioxyamfetamin - důlní HCl	3 000		
METHYLENDIOXYMETHAMFETAMIN (MDMA 3 00) Extáze			
(±) 3,4- methylendioxy- metamfetamin HCl	300	3,4-methylendioxyethyl- amfetamin	180
(±) 3,4-methylendioxyamfeta důlní HCl	1 800		
MORFIN (MOP /OPI 300)			
Kodein	200	Norkodein	6 000
Levorfanol	1 500	Normorfon	50 000
Morfin-3-β-D- glukuronid	800	Oxykodon	30 000
Ethylmorfin	6 000	Oxymorfon	50 000
Hydrokodon	50 000	Prokain	15 000
Hydromorfon	3 000	Thebaine	6 000
6-monoacetylmorfin	300	Morfium	300
MORFIN (MOP /OPI) 200)			
Kodein	160	Norkodein	4 000
Levorfanol	1 000	Normorfon	40 000
Morfin-3-β-D -glukuronid	6 00	Oxykodon	20 000
Ethylmorfin	4 000	Oxymorfon	40 000
Hydrokodon	40 000	Prokain	10 000
Hydromorfon	2 000	Thebaine	4 000
6-monoacetylmorfin	200	Morfium	200
MORFIN (MOP /OPI 100)			
Kodein	8 0	Norkodein	2 000

Levorfanol	500	Normorfon	20 000
Morfin-3-β-D- glukuronidy	300	Oxykodon	10 000
Ethylmorfin	2 000	Oxymorfon	20 000
Hydrokodon	20 000	Prokain	5 000
Hydromorfon	1 000	Thebaine	2 000
6-monoacetylmorfin	200	Morfium	100
METHAQUALON (MQL 300)			
Methaqualon	300		
MORFIN / OPIATY (OPI 2 000)			
Kodein	2 000	Morfium	2 000
Ethylmorfin	3 000	Norkodein	25 000
Hydrokodon	50 000	Normorfon	50 000
Hydromorfon	15 0 00	Oxykodon	25 000
Levorfanol	25 000	Oxymorfon	25 000
6-monoacetylmorfin	3 000	Prokain	50 000
Morfin 3- β(D- glukuronid)	2 000	Thebaine	25 000
MORFIN / OPIATY (OPI 1 000)			
Kodein	1 000	Morfium	1 000
Ethylmorfin	1 , 500	Norkodein	12 , 500
Hydrokodon	25 000	Normorfon	25 000
Hydromorfon	7 , 500	Oxykodon	12 , 500
Levorfanol	12 , 500	Oxymorfon	12 , 500
6-monoacetylmorfin	1 , 500	Prokain	25 000
Morfin 3- β(D- glukuronid)	1 000	Thebaine	12 , 500
MEPERIDIN (MPRD 100)			
Normeperidin	100	Meperidin	100
FENCYKLIDIN (PCP 50)			
Fencyklidin	50	4-Hydroxyfencyklidin	25 000
FENCYKLIDIN (PCP 25)			
Fencyklidin	25	4-Hydroxyfencyklidin	12 , 500
PROPOXYFEN (PPX 300)			
D-propoxyfen	300	D- norpropoxyfen	300
TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA (TCA 1 000)			
Nortriptylin	1 000	Imipramin	400
Nordoxepin	5 00	Klomipramin	50 000
Trimipramin	3 000	Doxepin	2,0 00
Amitriptylin	1 500	Maprotilin	2,0 00
Promazin	3 000	Promethazin	50 000
Desipramin	200	Perfenazin	50 000
Cyklobenzaprin	2,0 00	Dithiaden	10 000
TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA (TCA 500)			
Nortriptylin	5 00	Imipramin	20 0
Nordoxepin	2 50	Klomipramin	2 5 000
Trimipramin	1,5 00	Doxepin	1,000
Amitriptylin	7 50	Maprotilin	1,000
Promazin	1,500	Promethazin	2 5 000
Desipramin	10 0	Perfenazin	2 5 000
Cyklobenzaprin	1,000	Dithiaden	5 000
TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA (TCA 300)			
Nortriptylin	300	Imipramin	120
Nordoxepin	150	Klomipramin	15 000
Trimipramin	900	Doxepin	600
Amitriptylin	450	Maprotilin	600
Promazin	900	Promethazin	15 000
Desipramin	60	Perfenazin	15 000
Cyklobenzaprin	600	Dithiaden	3 000
TRAMADOL (TML 100)			
n- desmethyl - cis -tramadol	200	o- desmethyl - cis -tramadol	10 000
Cis -tramadol	1 0 0	Fencyklidin	100 000
Procyklidin	100 000	d,IO-desmethylvenlafaxin	50 000
TRAMADOL (TML 200)			
n- desmethyl - cis -tramadol	400	o- desmethyl - cis -tramadol	20 000
Cis -tramadol	200	Fencyklidin	200 000
Procyklidin	200 000	d,IO-desmethylvenlafaxin	100 000
TRAMADOL (TML 300)			
n- desmethyl - cis -tramadol	600	o- desmethyl - cis -tramadol	30 000
Cis -tramadol	300	Fencyklidin	300 000
Procyklidin	300 000	d,IO-desmethylvenlafaxin	150 000
TRAMADOL (TML 500)			
n- desmethyl - cis -tramadol	10,00	o- desmethyl - cis -tramadol	50 000
Cis -tramadol	500	Fencyklidin	500 000
Procyklidin	500 000	d,IO-desmethylvenlafaxin	250 000
KETAMIN (KET 1 000)			
Ketamin	1 000	Benzfetamin	25 000
Dextromethorfan	2 000	(+) Chlorfeniramin	25 000
Methoxyfenamin	25 000	Klonidin	100 000
d- Norpropoxyfen	25 000	EDDP	50 000
Promazin	25 000	4-Hydroxyfencyklidin	50 000
Promethazin	25 000	Levorfanol	50 000
Pentazocin	25 000	MDE	50 000
Fencyklidin	25 000	Meperidin	25 000
Tetrahydrozolin	500	d-Metamfetamin	50 000
Mefentermin	25 000	l-Metamfetamin	50 000
(1R, 2S) - (-)-Efedrin	100 000	3,4-methylendioxyymetham - fetaminu (MDMA)	100 000
Disopyramid	25 000	Thiordazin	50 000
KETAMIN (KET 500)			
Ketamin	500	Benzfetamin	12 500
Dextromethorfan	1 000	(+) Chlorfeniramin	12 500



JWH-018 4-Hydroxypentyl	400	JWH-018 5-Hydroxypentyl	500
JWH-073 4-Hydroxybutyl	500		
SYNTETICKÁ MARIHUANA (K2-3 0)			
JWH-018 Kyselina 5-pentanová	30	JWH-073 Kyselina 4-butanová	30
JWH-018 4-Hydroxypentyl	250	JWH-018 5-Hydroxypentyl	300
JWH-073 4-Hydroxybutyl	300		
SYNTETICKÁ MARIHUANA (K2-25)			
JWH-018 Kyselina 5-pentanová	25	JWH-073 Kyselina 4-butanová	25
JWH-018 4-Hydroxypentyl	200	JWH-018 5-Hydroxypentyl	250
JWH-073 4-Hydroxybutyl	250		
6-MONOACETYLMORFIN (6-MAM 10)			
6-monoacetylmorfin	10	Morfium	10 0 000
(±) 3,4-METHYLENDIOXYAMFETAMIN (MDA 500)			
(±) 3,4-methyendioxy amfetamin	500	Methoxyfenamin	6 000
D,L-amfetamin sulfát	300	Fentermin	1 000
L-amfetamin	25 000	Maprotilin	50 000
ETHYL- β -D-GLUKURONID (ETG 3 00)			
Ethyl-β-D- glukuronid	300	Propyl β-D -glukuronid	30 000
Morfin 3β- glukuronid	60 000	Morfin 6β- glukuronid	60 000
Kyselina glukuronová	60 000	Ethanol	>100 000
Metanol	>100 000		
ETHYL- β -D-GLUKURONID (ETG 500)			
Ethyl-β-D- glukuronid	500	Propyl β-D -glukuronid	50 000
Morfin 3β- glukuronid	100 000	Morfin 6β- glukuronid	100 000
Kyselina glukuronová	100 000	Ethanol	>100 000
Metanol	>100 000		
ETHYL- β -D-GLUKURONID (ETG 1,0 00)			
Ethyl-β-D- glukuronid	1 000	Propyl β-D -glukuronid	100 000
Morfin 3β- glukuronid	>100 000	Morfin 6β- glukuronid	>100 000
Kyselina glukuronová	>100 000	Ethanol	>100 000
Metanol	>100 000		
ETHYL- β -D-GLUKURONID (ETG 1,5 00)			
Ethyl-β-D- glukuronid	1 500	Propyl β-D -glukuronid	150 000
Morfin 3β- glukuronid	>100 000	Morfin 6β- glukuronid	>100 000
Kyselina glukuronová	>100 000	Ethanol	>100 000
Metanol	>100 000		
KLONAZEPAM (CLO 400)			
Klonazepam	400	Flunitrazepam	300
Alprazolam	200	(±) Lorazepam	1 250
a- hydroxyalprazolam	2 000	RS - Lorazepamglukuronid	250
Bromazepam	1 000	Midazolam	5 000
Chlordiazepoxid	1 000	Nitrazepam	200
Klobazam	250	Norchlordiazepoxid	200
Chlorazepatiddraselný	600	Nordiazepam	1 000
Delorazepam	1 000	Oxazepam	350
Desalkylflurazepam	250	Temazepam	150
Diazepam	300	Triazolam	5 000
Estazolam	1 250		
KLONAZEPAM (CLO 150)			
Klonazepam	150	Flunitrazepam	120
Alprazolam	75	(±) Lorazepam	500
a- hydroxyalprazolam	750	RS - Lorazepamglukuronid	100
Bromazepam	400	Midazolam	2 000
Chlordiazepoxid	400	Nitrazepam	75
Klobazam	100	Norchlordiazepoxid	75
Chlorazepatiddraselný	250	Nordiazepam	400
Delorazepam	400	Oxazepam	130
Desalkylflurazepam	100	Temazepam	60
Diazepam	120	Triazolam	2 000
Estazolam	500		
DIETHYLAMID KYSELINY LYSERGOVÉ (LSD 10)			
Diethylamid kyseliny lysergové	1 0		
DIETHYLAMID KYSELINY LYSERGOVÉ (LSD 20)			
Diethylamid kyseliny lysergové	20		
DIETHYLAMID KYSELINY LYSERGOVÉ (LSD 5 0)			
Diethylamid kyseliny lysergové	50		
Methylfenidát (MPD 300)			
Methylfenidát (Ritalin)	300	Kyselina ritalinová	1 000
Methylfenidát (MPD 150)			
Methylfenidát (Ritalin)	15 0	Kyselina ritalinová	5 00
Methylfenidát (MPD 1 000)			
Methylfenidát (Ritalin)	350	Ritalinic AICD	1 000
ZOLPIDEM (ZOL 50)			
Zolpidem	50		
ZOLPIDEM (ZOL 25)			
Zolpidem	25		
MEFEDRON (poslanec EP 5 00)			
Mefedron HCl	500	R(+)- Methcathinon HCl	7 500
S(-)- Methcathinon HCl	2 500	3- Fluormethcathinon HCl	7 500
4- Fluormethcathinon HCl	1,5 00	Methoxyfenamin	100 000
MEFEDRON (poslanec Evropského parlamentu 100)			
Mefedron HCl	100	R(+)- Methcathinon HCl	1 500
S(-)- Methcathinon HCl	500	3- Fluormethcathinon HCl	1 500
4- Fluormethcathinon HCl	300	Methoxyfenamin	100 000
3,4-METHYLENDIOXYPYROVALERON (MDPV 1 000)			
3, 4- methyendioxy- pyrovaleron	1 000		
3,4-METHYLENDIOXYPYROVALERON (MDPV 500)			

β, 4- methyendioxy- pyrovaleron	500		
3,4-METHYLENDIOXYPYROVALERON (MDPV 300)			
β, 4- methyendioxy- pyrovaleron	300		
DIAZEPAM (DIA 300)			
Diazepam	30 0	Midazolam	6 000
Klobazam	200	Nitrazepam	200
Klonazepam	500	Norchlordiazepoxid	100
Klorazepát dvojdraselný	500	Nordiazepam	900
Alprazolam	100	Flunitrazepam	200
a- hydroxyalprazolam	1 500	(±) Lorazepam	3 000
Bromazepam	900	RS - Lorazepam glukuronid	200
Chlordiazepoxid	9 00	Triazolam	3 000
Estazolam	6 000	Temazepam	100
Delorazepam	900	Oxazepam	300
Desalkylflurazepam	200		
DIAZEPAM (DIA 200)			
Diazepam	200	Midazolam	4 000
Klobazam	1 20	Nitrazepam	1 20
Klonazepam	300	Norchlordiazepoxid	70
Klorazepát dvojdraselný	300	Nordiazepam	600
Alprazolam	70	Flunitrazepam	1 20
a- hydroxyalprazolam	1 000	(±) Lorazepam	2 000
Bromazepam	600	RS - Lorazepam glukuronid	1 20
Chlordiazepoxid	600	Triazolam	2 000
Estazolam	4 000	Temazepam	70
Delorazepam	600	Oxazepam	200
Desalkylflurazepam	1 20		
ZOPIKLON (ZOP 30 0)			
Zopiklon -x-oxid	30 0	Zopiklon	300
ZOPIKLON (ZOP 50)			
Zopiklon -x-oxid	50	Zopiklon	50
METKATHINON (MCAT 500)			
S(-)- Methcathinon HCl	500	R(+)- Methcathinon HCl	1 500
Methoxyfenamin	100 000	β- Fluormethcathinon HCl	1 500
7-AMINOKLONAZEPAM (7-ACL 300)			
a- hydroxyalprazolam	6 000	Flunitrazepam	3 000
Bromazepam	6 000	RS - Lorazepam glukuronid	2 700
Chlordiazepoxid	6 000	Norchlordiazepoxid	4 500
Klobazam	9 000	Nordiazepam	15 000
Klonazepam	2 400	Temazepam	9 000
Delorazepam	6 000	7- Aminoklonazepam	300
Desalkylflurazepam	6 000		
7-AMINOKLONAZEPAM (7-ACL 2 00)			
a- hydroxyalprazolam	4 000	Flunitrazepam	2 000
Bromazepam	4 000	RS - Lorazepam glukuronid	1 , 8 00
Chlordiazepoxid	4 000	Norchlordiazepoxid	3 0 00
Klobazam	6 000	Nordiazepam	10 000
Klonazepam	1 , 600	Temazepam	6 000
Delorazepam	4 000	7- Aminoklonazepam	200
Desalkylflurazepam	4 000		
7-AMINOKLONAZEPAM (7-ACL 1 00)			
a- hydroxyalprazolam	2 000	Flunitrazepam	1 000
Bromazepam	2 000	RS - Lorazepam glukuronid	900
Chlordiazepoxid	2 000	Norchlordiazepoxid	1 500
Klobazam	3 000	Nordiazepam	5 000
Klonazepam	800	Temazepam	3 000
Delorazepam	2 000	7- Aminoklonazepam	100
Desalkylflurazepam	2 000		
KARVENTANIL (CFYL 500)			
Karventanil	500	Fentanyl	100
Sufentanil	50 000	Ramifentanil	10 000
(±)cis-3-menthylfentanyl	20 000	Butylfentanyl	150
KARVENTANIL (CFYL 250)			
Karventanil	250	Fentanyl	50
Sufentanil	25 000	Ramifentanil	5 000
(±)cis-3-menthylfentanyl	10 000	Butylfentanyl	75
KOFEIN (1 000 CAF)			
Kofein	1 000		
KATHINA (KAT 150)			
(+)- Norpseudoefedrin HCl (katin)	150	(+)3,4-methyendioxyamfetamin (MDA)	100
d,l-Amfetamin	100	p- hydroxyamfetamin	100
Tryptamin	12 500	Methoxyfenamin	12 500
TROPIKAMID (TRO 350)			
Tropikamid	350		
ALPRAZOLAM (ALP 100)			
Benzodiazepiny	300	Flunitrazepam	200
a- hydroxyalprazolam	1 500	(±) Lorazepam	3 000
Bromazepam	900	RS - Lorazepamglukuronid	200
Chlordiazepoxid	900	Midazolam	6 000
Klobazam	200	Nitrazepam	200
Klonazepam	500	Norchlordiazepoxid	100
Chlorazepatiddraselný	500	Nordiazepam	900
Delorazepam	900	Oxazepam	300
Desalkylflurazepam	200	Temazepam	100
Diazepam	300	Triazolam	3 000
Estazolam	6 000	Alprazolam	100

PREGABALIN (PGB 50 000)			
Pregabalin	50 000		
PREGABALIN (PGB 500)			
Pregabalin	500		
ZALEPLON (ZAL 100)			
Zaleplon	100		
KANABINOL (CNB 500)			
kanabinol	500	Δ ⁹ -THC	10 000
11-nor Δ ⁹ -THC-9COOH	300		
GABAPENTIN (GAB 2 000)			
Gabapentin	2 000		
TRAZODON (TZD 200)			
Trazodon	200		
KARISOPRODOL (CAR 2 000)			
Karisoprodol	2 000		
KARISOPRODOL (CAR 1 000)			
Karisoprodol	1 000		
KARISOPRODOL (CAR 500)			
Karisoprodol	500		
AB-PINACA (ABP 10)			
AB-PINACA	10	AB-PINACA 5-pentanová	10
AB-PINACA 5-hydroxypentyl	10	AB-FUBINACA	10
AB-PINACA 4-hydroxypentyl	10 000	UR-144 5-pentanová	5 000
UR-144 5-hydroxypentyl	10 000	UR-144 4-hydroxypentyl	10 000
APINACA 5-hydroxypentyl	10 000	ADB-PINACA Kyselina pentanová	10
ADB-PINACA N-(5-hydroxypentyl)	30	5-fluor AB-PINACA N-(4-hydroxypentyl)	30
5-fluor AB-PINACA	25		
UR-144 (25)			
UR-144 Kyselina 5-pentanová	25	UR-144 4-hydroxypentyl	10 000
UR-144 5-hydroxypentyl	5000	XLR-11 4-hydroxypentyl	2 000
5-fluor	10 000	ADB-PINAC N-(4-hydroxypentyl)	>10 000
AB-Pinaca N-(4-hydroxypentyl)	10 000		
AB-PINACA 4-hydroxypentyl	>10 000		
QUETIAPIN (QTP 1 000)			
Kvetiapin	1000	Norkvetiapin	10 000
FLUOXETIN (FLX 500)			
Fluoxetin	500		
KRATOM (KRA 300)			
Mitragynin	300	7-hydroxymitragynin	>50 000
TILIDIN (TLD 50)			
Nortilidin	50	Tilidin	100
ALFA-PYRROLIDINOVALEROFENON (α-PVP 2 000)			
Alfa- pyrrolidinovalerofenon	2 000		
ALFA-PYRROLIDINOVALEROFENON (α-PVP 1 000)			
Alfa- pyrrolidinovalerofenon	1 000		
ALFA-PYRROLIDINOVALEROFENON (α-PVP 500)			
Alfa- pyrrolidinovalerofenon	500		
ALFA-PYRROLIDINOVALEROFENON (α-PVP 300)			
Alfa- pyrrolidinovalerofenon	300		
MESKALINU (MES 100)			
Meskalin	100		
MESKALINU (MES 300)			
Meskalin	300		
P- APAVERIN (PAP 500)			
Papaverin	500	Diiflunisal	1 000 000
Methortrexát	65 000	Methodron	500 000
Pragablin	500 000	Fenelzin	8 000
Chinin	4 000		
TAPENTADOL (TAP 1 000)			
3- ((1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl)fenol	1 000		
CITALOPRAM (CIT 500)			
Desmethylcitalopram	500		
F-KETAMIN (FKET 1 000)			
2-(2-(fluorfenyl)-2-methylamino- cyklohexanon	1 000		
RISPERIDON (RPD 150)			
Risperidon	150		
SKOPOLAMIN (SCOP 500)			
Skopolamin	500	Atropin	3 000
N, N-DIMETHYLTRYPTAMIN (NND 1 000)			
N,N- dimethyltryptamin	1 000		
MIRTAZAPIN (MTZ 500)			
N- desmethylmirtazapin	500	Mirtazapin	500
OLANZAPIN (1000 OZP)			
Olanzapin	1 000		
HYDROMORFON (HMO 500)			
Hydromorfon	50 0	Morfium	200
Kodein	12 0	Ethylmorfin	12 0
Hydrokodon	500	Morfium 3-β-D -glukuronid	250
Levorfanol	2 000	Oxykodon	125 000
Normorfin	125 000	Norkodein	31 200
Oxymorfon	125 000	Nalorfin	50 000
Thebanský	10 000	Diacetylmorfin (heroin)	250
6-monoacetylmorfin	120		
HYDROMORFON (HMO 300)			

Hydromorfon	30 0	Morfium	1 2 0
Kodein	75	Ethylmorfin	75
Hydrokodon	300	Morfium 3-β-D -glukuronid	150

	Katalogové číslo
	Obsahuje dostatek pro <n> testů
	Datum spotřeby
	Kód dávky
	Výrobce
	Nepoužívejte opakovaně
	Nahlédněte do návodu k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství

Číslo: CT
Rev:
Datum :